

**Scatole criogeniche, rivestite in plastica, 133x133 mm****LLG Labware**

Scatole criogeniche, rivestite in plastica, 133x133 mm. Scatole criogeniche e per congelatori. Prodotte in cartone, rivestite in plastica, senza divisori. Dimensioni: 133x133mm, quadrate. Per stoccaggio campioni. Con coperchio. Altri colori disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06700568	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 50 mm, colore blu	1 pz
LLG09698776	Scatole criogeniche 133x133x75mm, colore blu	1 pz.
LLG09698786	Scatole criogeniche 133x133x100 mm, colore blu	1 pz.
LLG06802431	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 32 mm, colore blu	1 pz
LLG04654505	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, 133x133, verde, H 32 mm	1 pz.
LLG06084538	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 50 mm, colore verde	1 pz
LLG06803056	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 75 mm, colore verde	1 pz
LLG09698788	Scatole criogeniche 133x133x100 mm, colore verde	1 pz.
LLG06081654	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 50 mm, colore rosso	1 pz
LLG06234735	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 32 mm, colore rosso	1 pz
LLG06260030	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 75 mm, colore rosso	1 pz
LLG09698787	Scatole criogeniche 133x133x100 mm, colore rosso	1 pz.
LLG06082701	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 50 mm, colore bianco	1 pz
LLG06260029	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 32 mm, colore bianco	1 pz
LLG06260032	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 100 mm, colore bianco	1 pz
LLG06260033	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 130 mm, colore bianco	1 pz
LLG06801707	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 75 mm, colore bianco	1 pz
LLG04654506	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, 133x133, giallo, H 32 mm	1 pz.
LLG06260031	Scatole per congelamento Alpha-Box, h interna 75 mm, colore giallo	1 pz
LLG06260091	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, 133x133, giallo, H 50 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09698789	Scatole criogeniche 133x133x100 mm, colore giallo	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

