

**Apparecchio filtrante, vetro borosilicato****LLG Labware****Apparecchio filtrante, vetro borosilicato**

Unità filtrante applicabile universalmente realizzata in vetro borosilicato di elevata qualità. Ampio range di applicazioni per filtrazione con carta da filtro o filtro a membrana (47 mm).

- Ampio imbuto (300 ml) con scala
- Beuta filtrante da 1 o 2 litri, con scala
- Oliva di plastica sicura
- Piastra filtrante con porosità 2
- Piastra filtrante con porosità 1 o disponibile come opzione 3
- Tutti i componenti disponibili come parti di ricambio

La fornitura include: Beuta filtrante NS45/40, imbuto da 300 ml, portafiltro NS45 / 40 con connettore GL14 e piastra filtrante 47 mm (por. 2), morsetto



Code	Description	Packaging
LLG06291850	Unità filtrante, beuta 1 L NS45/40, supporto filtro NS45/40 connettore GL14	1 pz.
LLG06291851	Unità filtrante, beuta 2 L NS45/40, supporto filtro NS45/40 connettore GL14	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

