



Ditali da estrazione, cellulosa

LLG Labware

Ditali da estrazione, cellulosa. Neutri e senza grassi.



Code	Description	Packaging
LLG09045701	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 20 mm, lungh. 80 mm	25 pz
LLG09045700	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 22 mm, lungh. 80 mm	25 pz
LLG09045709	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 25 mm, lungh. 100 mm	25 pz
LLG09045707	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 26 mm, lungh. 60 mm	25 pz
LLG09045711	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 28 mm, lungh. 80 mm	25 pz
LLG09045708	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 30 mm, lungh. 80 mm	25 pz
LLG09045702	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 33 mm, lungh. 80 mm	25 pz
LLG09045703	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 33 mm, lungh. 94 mm	25 pz
LLG09045704	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 33 mm, lungh. 100 mm	25 pz
LLG09045706	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 33 mm, lungh. 118 mm	25 pz
LLG06256301	Ditali di estrazione in cellulosa Ø37x130mm	25 pz.
LLG09045710	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 43 mm, lungh. 123 mm	25 pz
LLG06263174	Ditali di estrazione in cellulosa Ø58x170mm ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	25 pz.



