



Tappi a vite per bottiglie a bocca stretta, PP

Tappi a vite per bottiglie a bocca stretta, PP. Tappo PP (Pilferproof) con collo finale 28, con bocca interna circa 19.4 mm. Per bottiglie da cod. LLG09070200 a cod. LLG09070205.



Code	Description	Packaging
LLG09070211	Tappo a vite, bianco, con anello salvagoccia	500 pz.
LLG09070213	Tappo a vite, originale, bianco, inserto in schiuma	500 pz.
LLG06272536	Tappi a vite per bottiglie a bocca stretta, PP, nero, inserto in schiuma	500 pz
LLG06272537	Tappi a vite per bottiglie a bocca stretta, PP, bianco, guarnizione a cono	500 pz
LLG09070212	Tappo a vite, blocco bambini, bianco, anello salvagoccia	500 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

