



Bottiglie InVitro Biotainer Nalgene, Tipo 3030, 3120, 3233, 3405, 3410, 3423, PC, sterili

Thermo Elect.LED GmbH
(Nalge)

Bottiglie InVitro™ Biotainer™ Nalgene™, Tipo 3030, 3120, 3233, 3405, 3410, 3423, in PC, sterili.

Azzurre, con tappo a vite in PP con guarnizione in silicone. Garantiscono conservazione sicura da -100 a +99°C. Con graduazioni stampate in ml. Con impugnatura a corpo (tranne 125 e 5000 ml). Conformi USP 87, 88 e testate per pirogenicità.



Code	Description	Packaging
LLG04675588	Bottiglie InVitro Biotainer Nalgene, Tipo 3120, 1000 ml, chiusura 48 mm	35 pz
LLG04675594	Bottiglie InVitro™ Biotainer™ Nalgene™, in PC, sterili, Tipo 3423, Volume 20000 ml, Tipo chiusura 48 mm	3 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

