


**Sacchetto Sterilbag****Bürkle**

Sacchetti per campionamento SteriBag. Sterili. Esenti da DNase, RNase e pirogeni. In PE. A tenuta di liquidi. Con area di scrittura. Più facile da trasportare e stoccare rispetto ai flaconi. Larga apertura per agevole riempimento. Ideale per il campionamento di solidi, semi-solidi e liquidi.



Code	Description	Packaging
LLG04665341	Sacchetto SteriBag, 650 ml, con area scrittura, 140x229 mm, blu, sterile	500 pz.
LLG04665342	Sacchetto SteriBag, 1650 ml, con area scrittura, 178x305 mm, blu, sterile	250 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

