


**Sacchetti SterilBag Cleanroom****Bürkle**

Sacchetto per campionamento SteriBag Cleanroom. Sterile, doppio confezionamento per trasporto in clean room.



Code	Description	Packaging
LLG04665343	Sacchetto SteriBag Cleanroom, 800ml, PE, 114x305mm, area scrittura, sterile	500 pz.
LLG04665344	Sacchetto SteriBag Cleanroom, 1650ml, PE, 178x305mm area scrittura, sterile	250 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

