




## Sacchetti SterilBag Cleanroom

Bürkle

Sacchetto per campionamento SteriBag Cleanroom. Sterile, doppio confezionamento per trasporto in clean room.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04665343 | Sacchetto SteriBag Cleanroom, 800ml, PE, 114x305mm, area scrittura, sterile | 500 pz.   |
| LLG04665344 | Sacchetto SteriBag Cleanroom, 1650ml, PE, 178x305mm area scrittura, sterile | 250 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

