

**Campionatori monouso ViscoDispo, per liquidi, HDPE****Bürkle**

Campionatori monouso ViscoDispo, per liquidi, HDPE.

In numerose situazioni occorre prelevare i campioni velocemente e senza contaminazione. I DispoSamplers sono perfetti per questa applicazione.

- Sono prodotti per camera bianca, confezionati individualmente e sempre pronti all'uso.
- Si evitano costose decontaminazioni o pulizie di campionatori sporchi.
- Disponibili anche in versioni sterilizzate a raggi gamma.
- Per campioni molto viscosi fino a 100000 mPas.



Code	Description	Packaging
LLG09303732	Campionatori monouso ViscoDispo, per liquidi, HDPE, 100 ml, Ø 21 mm, Lungh. 500 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG09303734	Campionatori monouso ViscoDispo, per liquidi, HDPE, 200 ml, Ø 21 mm, Lungh. 1000 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

