

**Campionatori monouso per liquidi, LiquiDispo, HDPE****Bürkle**

Campionatori monouso per liquidi, LiquiDispo, HDPE.

In numerose situazioni occorre prelevare i campioni velocemente e senza contaminazione. I DispoSamplers sono perfetti per questa applicazione.

- Sono prodotti per camera bianca, confezionati individualmente e sempre pronti all'uso.
- Si evitano costose decontaminazioni o pulizie di campionatori sporchi.
- Disponibili anche in versioni sterilizzate a raggi gamma.
- Per liquidi e campioni a bassa viscosità.



Code	Description	Packaging
LLG09303720	Campionatori monouso per liquidi, LiquiDispo, HDPE, 100 ml, Ø 21 mm, Lungh. 500 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG09303722	Campionatori monouso per liquidi, LiquiDispo, HDPE, 200 ml, Ø 21 mm, Lungh. 1000 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

