

**Campionatori monouso per liquidi, DispoTube, HDPE****Bürkle**

Campionatori monouso per liquidi, DispoTube, HDPE.

In numerose situazioni occorre prelevare i campioni velocemente e senza contaminazione. I DispoSamplers sono perfetti per questa applicazione.

- Sono prodotti per camera bianca, confezionati individualmente e sempre pronti all'uso.
- Si evitano costose decontaminazioni o pulizie di campionatori sporchi.
- Disponibili anche in versioni sterilizzate a raggi gamma.
- Per raccogliere campioni da liquidi in strati e in punti mirati.



Code	Description	Packaging
LLG06282449	Campionatori monouso per liquidi, DispoTube, HDPE, 200 ml, Ø 21 mm, Lungh. 1000 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

