

**Centrifuga G-L****IKA**

Micro centrifuga G-L. Pannello sigillato a membrana. Adatta a utilizzo con provette standard da 1,5/2 mL e con strip PCR. Ideale per processi di separazione per esempio in biologia molecolare. Il coperchio si apre automaticamente preendo un bottone.

- Motore ad alte prestazioni
- Con coperchio metallico
- Parte solo quando il coperchio è ben chiuso
- Regolazione facile e diretta di velocità, velocità rotazionale e programmi,

tramite tastiera a membrana

La fornitura include: coperchio e rotore in metallo per 12 contenitori, con una capacità di 1,5/2 ml

**Caratteristiche**

RCF max.: 16500xg

Velocità max.: 15700 min<sup>-1</sup>

Capacità max.: 12x1,5/2 ml

Timer: sì

Potenza assorbita: 65 W

Dimensioni (LxPxH): 200x280x140 mm

Peso: 2,9 kg

Alimentazione: 220...230 V, 50...60 Hz

Classe di protezione: IP 20



Code	Description	Packaging
LLG04664755	Centrifuga G-L	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

