

**Incubatori con agitazione VorTemp 56 / 1550****Labnet**

Incubatori con agitazione VorTemp# 56 / 1550. Il modello VorTemp 56 è fornito con piattaforme intercambiabili per microprovette (56 x 1.5ml, o piccoli tubi con adattatore) o micropiastre (accetta piastre standard e deepwell, fino a 2.0ml). VorTemp 1550 include piattaforme per provette da 8 x 50ml e 18 x 15 ml. L'agitatore nel VorTemp 56 può essere spento, permettendo allo strumento di essere piegato come un incubatore statico. - agita e termostata i campioni simultaneamente- piattaforme intercambiabili- ampia temperatura e range di agitazione- controllo intelligente con display digitale a LED



Code	Description	Packaging
LLG09945760	Incubatori con agitazione VorTemp 56	1 pz
LLG09945761	Incubatori con agitazione VorTemp 1550	1 pz
LLG09945762	Piattaforma aggiuntiva per microprovette	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

