

**Omogeneizzatori, serie Mini, vetro borosilicato 3.3****GPE**

Omogeneizzatori, serie Mini, vetro borosilicato 3.3. Prodotti da vetro borosilicato di alta qualità, questa serie di mini omogeneizzatori è ideale per lavori di micro tessuti. I corpi sono in vetro trasparente di precisione. I pestelli hanno la lunghezza di lavoro in vetro. Con o senza manico. Completamente autoclavabili. Spazio tra pestelli e mortai da 0.152 a 0.254 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09164541	Omogenizzatori Mini, 0,1ml, pestello 75x3,65mm, prov. 60x9mm, con manico	1 pz
LLG09164544	Omogenizzatori Mini, 0,1ml, pestello 75x3,65mm, prov. 60x9mm, senza manico	1 pz
LLG09164542	Omogenizzatori Mini, 1ml, pestello 150x5mm, prov. 105x10mm, con manico	1 pz
LLG09164545	Omogenizzatori Mini, 1ml, pestello 150x5mm, prov. 105x10mm, senza manico	1 pz
LLG09164543	Omogenizzatori Mini, 3ml, pestello 170x9mm, prov. 115x13mm, con manico	1 pz
LLG09164546	Omogenizzatori Mini, 3ml, pestello 170x9mm, prov. 115x13mm, senza manico	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

