

**Bagni a secco, AccuBlock****Corning BV****Bagni a secco, AccuBlock™**

Il dispositivo è disponibile in configurazione a singolo, doppio e a quattro blocchi e offre un ampio range di temperature fino a 150 °C, che lo rende utile per varie applicazioni in biologia molecolare, istologia, laboratori clinici, ambientali e industriali.

- Capacità singola, doppia e a quattro blocchi
- Doppio display
- La connettività USB consente la tracciabilità dei dati
- Camera di blocco modellata

Si prega di ordinare i blocchi separatamente.

Caratteristiche**Range temperatura:****Uniformità temperatura:**

Accuratezza temperatura: da +5 °C sopra Ambiente a +150 °C, risoluzione 0.1 °C

± 0,2 °C

± 0,3 °C

Controllo temperatura: Microprocessore

Timer: 1 ... 99 h 59 min o continuo

Materiale del blocco: Alluminio

Dimensioni (L x P x H)

Singolo / Doppio blocco:

4 blocchi: 210 x 290 x 120 mm

210 x 390 x 120 mm

Peso:

Singolo / Doppio blocco:

4 blocchi: 3,2 kg

4,4 kg

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06272368	Bagni a secco digital, tipo Single Block	1 pezzo
LLG06272369	Bagni a secco digital, tipo Dual Block	1 pezzo
LLG06272370	Bagni a secco, AccuBlock™, Tipo Quattro blocchi	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

