

**Accessori per burette automatiche compatte****BRAND****Accessori per burette automatiche compatte**

Testa della pompa per bottiglia in vetro.

Vetro borosilicato 3.3. NS 29/32. Lunghezza 185mm. Diametro esterno beccuccio 7mm.



Code	Description	Packaging
LLG04007839	Testata per burette automatiche compatte, vetro chiaro	1 pz
LLG04007840	Testata per burette automatiche compatte, in vetro ambrato	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

