

**Vetrini portaoggetto SuperFrost®****Menzel**

Vetrini portaoggetto SuperFrost®. Conformi alla norma ISO 8037/I. Dimensioni 76x26 mm. Spessore ca. 1,0 mm. Banda colorata scrivibile. Uno speciale rivestimento di circa 0,013 mm ne impedisce l'adesione ed evita ogni tipo di graffio.



Code	Description	Packaging
LLG09161162	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi tagliati, colore blu	50 pz
LLG09161172	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi molati 45°, colore blu	50 pz
LLG09161165	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi tagliati, colore verde	50 pz
LLG09161175	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi molati 45°, colore verde	50 pz
LLG09161163	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi tagliati, colore rosa	50 pz
LLG09161173	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi molati 45°, colore rosa	50 pz
LLG09161161	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi tagliati, colore bianco	50 pz
LLG09161171	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi molati 45°, colore bianco	50 pz
LLG09161164	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi tagliati, colore giallo	50 pz
LLG09161174	Vetrino portaoggetto SuperFrost, bordi molati 45°, colore giallo	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

