

**Rack per 96 provette ed accessori, per uso con robots****BRAND****Rack per 96 provette ed accessori, per uso con robots**

Provette e rack sono autoclavabili a 121°C (2 bar), conformi DIN EN 285. Coperchio /strisce (TPE) non autoclavabili. Provette, racks e coperchi possono resistere a temperature fino a -80°C. Il sigillo della provetta è testato a pressione. Grazie al collegamento stabile tra la piastra di montaggio e il rack, i rack impilabili ANSI/SLAS sono particolarmente adatti per piastre da utilizzare con robots ed altri sistemi di dispensazione automatizzati. Provette codificate (A1 - H12) e lati del portaprovette adatti per etichette barcode, semplificano l'organizzazione dei campioni.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04007904 | Rack con coperchio con 96 provette codificate da 0.65 ml, Materiale PP | 50 pz     |
| LLG04007905 | Rack con coperchio con 96 provette codificate da 1.2ml, Materiale PP   | 50 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

