

**Rack per 96 provette ed accessori, per uso con robots****BRAND****Rack per 96 provette ed accessori, per uso con robots**

Provette e rack sono autoclavabili a 121°C (2 bar), conformi DIN EN 285. Coperchio /strisce (TPE) non autoclavabili. Provette, racks e coperchi possono resistere a temperature fino a -80°C. Il sigillo della provetta è testato a pressione. Grazie al collegamento stabile tra la piastra di montaggio e il rack, i rack impilabili ANSI/SLAS sono particolarmente adatti per piastre da utilizzare con robots ed altri sistemi di dispensazione automatizzati. Provette codificate (A1 - H12) e lati del portaprovette adatti per etichette barcode, semplificano l'organizzazione dei campioni.



Code	Description	Packaging
LLG04007904	Rack con coperchio con 96 provette codificate da 0.65 ml, Materiale PP	50 pz
LLG04007905	Rack con coperchio con 96 provette codificate da 1.2ml, Materiale PP	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

