



Capsule in porcellana per evaporazione, con becco, fondo piatto, forma bassa

LLG Labware

Capsule in porcellana per evaporazione, con becco, fondo piatto, forma bassa.
Smaltate.



Code	Description	Packaging
LLG09115301	Capsule per incenerimento, 10 ml, Ø est. 50 mm, h 10 mm, DIN 12903	1 pz
LLG06231540	Capsule per incenerimento, 110 ml, Ø est. 100 mm, h 25 mm, DIN 12903	1 pz
LLG09115307	Capsule per incenerimento, 1100 ml, Ø est. 200 mm, h 55 mm	1 pz
LLG09115308	Capsule per incenerimento, 1750 ml, Ø est. 250 mm, h 55 mm	1 pz
LLG09115302	Capsule per incenerimento, 20 ml, Ø est. 60 mm, h 14 mm, DIN 12903	1 pz
LLG09115304	Capsule per incenerimento, 250 ml, Ø est. 130 mm, h 30 mm, DIN 12903	1 pz
LLG09115305	Capsule per incenerimento, 28 ml, Ø est. 75 mm, h 15 mm	1 pz
LLG09115306	Capsule per incenerimento, 450 ml, Ø est. 160 mm, h 40 mm	1 pz
LLG09115303	Capsule per incenerimento, 55 ml, Ø est. 80 mm, h 20 mm, DIN 12903	1 pz

