

**Cuscinetto agitatore, PTFE****BOLA**

Cuscinetto agitatore, PTFE. Gli anelli di tenuta su questi cuscinetti assicurano una tenuta perfetta. Il giunto conico non si appiccica più, si riduce il rischio di rottura e il cono può essere facilmente rimosso. Una speciale guarnizione in PTFE ed un o-ring in FPM, compresso tramite un tappo a vite GL, forniscono una buona tenuta sull'asta di agitazione. Questa guarnizione può essere sostituita dopo l'inserimento. Adatti per vuoto, perfetti per aste di agitazione BOLA in acciaio inossidabile e vetro.



Code	Description	Packaging
LLG06900411	Cuscinetto agitatore, PTFE, Per aste agit. Ø 6 mm, Lungh. Tot. 63 mm, 18 GL, Cono 19/26 NS	1 pz
LLG06076532	Cuscinetto agitatore, cono 29/32 NS, per aste Ø 8mm, lungh. 74mm, 25 GL	1 pz.
LLG06087538	Cuscinetto agitatore, cono 29/32 NS, per aste Ø 6mm, lungh. 72mm, 18 GL	1 pz.
LLG06088058	Cuscinetto agitatore, cono 29/32 NS, per aste Ø 10mm, lungh. 72mm, 25 GL	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

