


**Piastre per PCR a 384 pozzetti, bianche****BRAND****Piastre per PCR a 384 pozzetti, bianche**

L'uso di PCR Real Time (qPCR) sta diventando molto diffuso. La linea di prodotti bianchi per PCR di BRAND offre risultati significativamente migliori in questa applicazione, rispetto alle provette o alle piastre trasparenti. I diversi prodotti di questa linea sono colorati uniformemente con TiO<sub>2</sub> (Titanio biossido), così che, in combinazione con le superfici lisce, si ottiene un'ottima riflessione del segnale fluorescente.

Bianche, in PP. Adatte per provette per qPCR da 0.03ml.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04007898 | Piastre per PCR a 384 pozzetti, bianche, completamente costeggiate, per LightCycler® 480(Roche®) | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

