


**Piastre per PCR a 384 pozzetti, bianche****BRAND****Piastre per PCR a 384 pozzetti, bianche**

L'uso di PCR Real Time (qPCR) sta diventando molto diffuso. La linea di prodotti bianchi per PCR di BRAND offre risultati significativamente migliori in questa applicazione, rispetto alle provette o alle piastre trasparenti. I diversi prodotti di questa linea sono colorati uniformemente con TiO<sub>2</sub> (Titanio biossido), così che, in combinazione con le superfici lisce, si ottiene un'ottima riflessione del segnale fluorescente.

Bianche, in PP. Adatte per provette per qPCR da 0.03ml.



Code	Description	Packaging
LLG04007898	Piastre per PCR a 384 pozzetti, bianche, completamente costeggiate, per LightCycler® 480(Roche®)	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

