



Accessorio per Dispensette® S/S Organic/ S TA / seripettor® pro / Dispensette® III/ Burette Digital

BRAND

Accessorio per Dispensette® S/S Organic/ S TA / seripettor® pro / Dispensette® III/ Burette Digital.



Code	Description	Packaging
LLG06255251	Adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per bottiglie GL35	1 pz
LLG06270991	Accessorio per Dispensette® S TA, tubo di espulsione senza valvola di ricircolo	1 pz
LLG06270995	Accessorio per Dispensette® S, tubo di espulsione senza valvola di ricircolo	1 pz
LLG06270997	Accessorio per Dispensette® S, tubo di espulsione senza valvola di ricircolo	1 pz
LLG06281608	Accessorio per Dispensette® S/S Organic/S TA, tubo di espulsione flessibile	1 pz
LLG06283045	Valvola con oliva Dispensette® S 25, 50 e 100 ml, PFA/vetro/ceramica	1 pz
LLG06285394	Valvola con oliva, Dispensette® S 1, 2, 5 + 10 ml, PFA/vetro/ceramica	1 pz
LLG06401146	Adattatore in PTFE - filettatura: int. 3/4, GL32	1 pz
LLG07020217	Supporto per montaggio a parete - ad asta	1 pz
LLG07020218	Adattatore in acciaio - filettatura: ext. 2, int. 3/4	1 pz
LLG07020219	Morsetto per montaggio su parete	1 pz
LLG07020220	Adattatore in PTFE - filettatura: ext. 3/4, GL32	1 pz
LLG07054117	Dosaggio a distanza da fusti - per Dispensette	1 pz
LLG07079706	Valvola di riempimento per Dispensette® III/Organic/seripettor® pro 25/50/1	1 pz
LLG07615801	Guarnizione per blocco-valvola, PTFE, per solventi altamente volatili	1 pz
LLG07657265	Supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz
LLG09284174	Guarnizione e tubo di lavaggio, senza agente pulente, Per Dispensette® / Titrette®	1 pz
LLG09284507	Valvola di riempimento con guarnizione, per Dispensette®/Seripettor® pro/Burette Digital	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

