

**Omogenizzatore a pale da laboratorio BagMixer® 100 MiniMix®****interscience**

Omogenizzatore a pale da laboratorio BagMixer® 100 MiniMix®.
L'omogenizzatore MiniMix® 100, dal range BagMixer®, garantisce una veloce ed accurata miscelazione di piccole quantità di campione. Grazie al sistema di pale regolabili, l'omogenizzazione è ottimale. MiniMix® 100 è ottimale per analisi medicali, veterinarie e microbiologiche.



Code	Description	Packaging
LLG06240509	Omogenizzatore a pale BagMixer 100 MiniMix 100 P CC, 80-100 ml	1 pz.
LLG06241090	Omogenizzatore a pale BagMixer 100 MiniMix 100 W CC, 80-100 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

