



## Agitatori ad asta LS System

Velp Scientifica

Agitatore ad asta per liquidi con viscosità medio/bassa - struttura in tecnopolimero che offre un'elevata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica - motore robusto garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione - semplice da installare, resistente e sicuro - ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco - l'intuitivo mandrino autobloccante non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni - un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza - regolazione elettronica della velocità: da 50 a 2000 giri/min - volume di agitazione (H<sub>2</sub>O): fino a 25 litri - coppia massima: 40 Ncm - viscosità: fino a 25000 mPa\*s - indicatore velocità: scala graduata - apertura mandrino: 1-10 mm - grado di protezione CEI EN 60529: IP 60529 - dimensioni(LxHxP): 80x215x196 mm - temperatura ambiente di utilizzo: 0-40°C.

**La fornitura include:** Agitatore ad asta, asta di supporto e base, doppio morsetto, albero di agitazione con lama fissa.



Code	Description	Packaging
LLG04666711	Sistema LS con supporto + asta agitazione	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

