

**Vasi cilindrici con Tappo zigrinato, HDPE****Kartell**

Vasi cilindrici con tappo zigrinato, HDPE. Vasi cilindrici forniti completi di sottotappo e tappo. Grazie al grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri, campioni solidi, creme, sostanze semisolidi, cristalli e prodotti igroscopici. Idonei al contatto con alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG06205857	Vasi cilindrici PE-HD, 250 ml, Ø 69 mm, h 94 mm, Ø int.collo 50 mm	1 pz
LLG06205920	Vasi cilindrici PE-HD, 70 ml, Ø 50 mm, h 60 mm, Ø int.collo 36 mm	1 pz
LLG06205921	Vasi cilindrici PE-HD, 500 ml, Ø 86 mm, h 107 mm, Ø int.collo 70 mm	1 pz
LLG06205922	Vasi cilindrici PE-HD, 1000 ml, Ø 111 mm, h 128 mm, Ø int.collo 85 mm	1 pz
LLG06206304	Vasi cilindrici PE-HD, 120 ml, Ø 56 mm, h 71 mm, Ø int.collo 36 mm	1 pz
LLG06226130	Vasi cilindrici PE-HD, 1500 ml, Ø 111 mm, h 182 mm, Ø int.collo 87 mm	1 pz
LLG06223901	Vasi cilindrici PE-HD, 2000 ml, Ø 111 mm, h 235 mm, Ø int.collo 87 mm	1 pz

