

**Microscopio didattico, BA81****Motic**

Microscopio didattico, BA81.

- Testata monoculare (BA81A-MS con cavo) / binoculare (BA81B-MSw / 100x con cavo), inclinata 45°, ruotabile 360°
- Oculari grande campo WF 10X/18mm
- Revolver porta obiettivi quadruplo
- Obiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S
- Obiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S e 100x S Oil (BA81B-MS w/100X con cavo)
- Sistema di messa a fuoco fine e grossolana con tensione regolabile
- Tavolino traslatore incluso
- Condensatore di Abbe attivabile N.A. 1.25
- Diaframma ad iride con portafiltro
- Illuminazione a LED 20mA, 3.5V, 70mW con controllo intensità
- Alimentazione 220V-240V (CE)
- Copertina antipolvere



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09727033 | Microscopi didattici Tipo BA81B-MS, binoculare | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

