

**Microscopio didattico, BA81****Motic**

Microscopio didattico, BA81.

- Testata monoculare (BA81A-MS con cavo) / binoculare (BA81B-MSw / 100x con cavo), inclinata 45°, ruotabile 360°
- Oculari grande campo WF 10X/18mm
- Revolver porta obiettivi quadruplo
- Obiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S
- Obiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S e 100x S Oil (BA81B-MS w/100X con cavo)
- Sistema di messa a fuoco fine e grossolana con tensione regolabile
- Tavolino traslatore incluso
- Condensatore di Abbe attivabile N.A. 1.25
- Diaframma ad iride con portafiltro
- Illuminazione a LED 20mA, 3.5V, 70mW con controllo intensità
- Alimentazione 220V-240V (CE)
- Copertina antipolvere



Code	Description	Packaging
LLG09727033	Microscopi didattici Tipo BA81B-MS, binoculare	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

