

**Sedie da laboratorio, in schiuma PU****LLG Labware**

Sedie da laboratorio, in schiuma PU. Conformi EN 1728, EN 1021-1 e 1021-2, EN 61340-5-1. La superficie consente una facile pulizia e disinfezione. Sedile girevole e regolabile in altezza. La profondità della seduta, l'angolo e l'altezza dello schienale può essere regolata; ciò garantisce sempre una posizione di seduta ergonomica. 5 barre metalliche a stella di base, con rotelle o aliante. Braccioli e anello poggipiedi cromato come riportato sotto.



Code	Description	Packaging
LLG09732201	Sedia PUR Standard II, h seduta 450-580 mm, sedile 440x460 mm	1 pz
LLG09732200	Sedia PUR Standard II plus, h seduta 525-770 mm, sedile 440x460 mm	1 pz
LLG09732213	Ruote Stop-and-Go	5 pz.
LLG09732203	Sedia PUR Standard I, h seduta 425-560 mm, 5 ruote, sedile 420x400 mm	1 pz
LLG09732202	Sedia PUR Standard I plus, h seduta 525-770 mm, sedile 420x400 mm	1 pz
LLG06258636	Sedia PUR Standard I plus, h seduta 500-790 mm, sedile 440x460 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

