

**Sgabelli da laboratorio, schiuma PU****LLG Labware**

Sgabelli da laboratorio, schiuma PU. Conformi EN 1728, EN 1021-1 e 1021-2, EN 61340-5-1. La superficie consente una facile pulizia e disinfezione. Sedile girevole e regolabile in altezza. Profondità e angolazione del sedile e altezza dello schienale sono regolabili per garantire sempre un'ergonomica posizione della seduta. Barra metallica a 5 stelle con ruote o alianti. Anello poggiapiedi cromato come descritto sotto.



Code	Description	Packaging
LLG09732204	Sgabello PUR Special plus, h seduta 525-770 mm, sedile 350x300 mm	1 pz
LLG09732208	Sgabello PUR Standard plus, h seduta 525-770 mm, sedile 340x340 mm	1 pz
LLG09732209	Sgabello PUR Standard, h seduta 425-540 mm, 5 ruote, sedile 340x340 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

