



Termometri da taschino TTX 100/110

ebro

Termometri da taschino TTX 100/110. I termometri a inserimento TTX 100 e TTX 110, robusti e resistenti agli urti, sono adatti per misure di temperatura secondo HACCP durante il trasporto, la conservazione o il ricevimento di merci secondo DIN EN 13485 oltre che per misure di temperatura in laboratorio.

- Termometri economici calibrati
- Batteria inclusa e sostituibile dall'utilizzatore se richiesto
- A prova di spruzzi
- Certificato di calibrazione di fabbrica
- La sonda di temperatura per TTX 100 è attaccata allo strumento, con cavo in silicone da 60 cm, con impugnatura: è ad ago diam. 3 mm, lunghezza 105 mm, appuntita
- La sonda di temperatura per TTX 110 è attaccata allo strumento, è ad ago diam. 3 mm, lunghezza 90 mm, appuntita.

Caratteristiche

Range di misura: da -50 a +350 °C

Accuratezza: ± 0.8 °C o $\pm 0.8\%$, con il valore maggiore applicabile

Risoluzione: 0.1°C da -60°C a +199°C e 1°C per il rimanente range di misura

Materiale esterno: ABS

Range operativo temperatura: da -20 °C a +50 °C

Temperatura di conservazione: da -30°C a +70°C

Tempo di reazione (90%): 5 s

Dimensioni: 90 x 42 x 17mm (senza sonda)

Durata batterie: normalmente 100 h di uso ininterrotto

Batteria: CR 2032, sostituibile

Classe di protezione: IP 55



Code	Description	Packaging
LLG06230658	Termometro TTX 110, sonda fissa senza cavo	1 pz.
LLG09908026	Supporto a muro per TTX 100/TTX 110	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

