



Rack per congelatori verticali

Racks per congelatori verticali. Racks in acciaio inossidabile, adatti a tutti i tipi di congelatori a pozzetto. Per scatole fino a 135 x 135 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09698964	Rack per congelatori, 12x1, h scatola 53mm, largh.140mm, prof.141mm, h669mm	1 pz.
LLG09698746	Rack per congelatori, 10x1, h scatola 53mm, largh.140mm, prof.141mm, h557mm	1 pz.
LLG09698962	Rack per congelatori, 7x1, h scatola 53mm, largh.140mm, prof.141mm, h390mm	1 pz.
LLG09698963	Rack per congelatori, 11x1, h scatola 53mm, largh.140mm, prof.141mm, h613mm	1 pz.
LLG09698965	Rack per congelatori, 13x1, h scatola 53mm, largh.140mm, prof.141mm, h724mm	1 pz.
LLG09698966	Rack per congelatori, 8x1, h scatola 78mm, largh.140mm, prof.141mm, h649mm	1 pz.
LLG09698967	Rack per congelatori, 5x1, h scatola 78mm, largh.140mm, prof.141mm, h406mm	1 pz.
LLG09698968	Rack per congelatori, 9x1, h scatola 78mm, largh.140mm, prof.141mm, h730mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

