




Supporti per congelatori orizzontali

Supporti per congelatori orizzontali. Racks in acciaio inossidabile, adatti per tutti i tipi di congelatori orizzontali. Per scatole fino a 135 x 135 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09698950	Supporti per congelatori orizzontali Tipo 4x3, 140x419x221mm H Scatola 50mm	1 pz
LLG09698969	Rack per congelatori, 4x4, h scatola 53mm, largh.556mm, prof.140mm, h225mm	1 pz.
LLG09698970	Rack per congelatori, 3x4, h scatola 53mm, largh.558mm, prof.139mm, h168mm	1 pz.
LLG09698971	Rack per congelatori, 5x4, h scatola 53mm, largh.556mm, prof.140mm, h280mm	1 pz.
LLG09698974	Rack per congelatori, 5x3, h scatola 53mm, largh.418mm, prof.140mm, h280mm	1 pz.
LLG09698975	Rack per congelatori, 3x4, h scatola 78mm, largh.556mm, prof.140mm, h245mm	1 pz.
LLG09698976	Rack per congelatori, 3x3, h scatola 78mm, largh.418mm, prof.140mm, h245mm	1 pz.
LLG09698960	Rack per congelatori, 4x4, h scatola 78mm, largh.556mm, prof.140mm, h326mm	1 pz.
LLG09698961	Rack per congelatori, 5x4, h scatola 78mm, largh.556mm, prof.140mm, h407mm	1 pz.
LLG09698954	Rack per congelatori orizzontali, posti 2x3, h 75 mm, 140x423x164 h mm	1 pz.
LLG09698959	Rack per congelatori orizzontali, posti 6x4, h 50 mm, 140x562x331 h mm	1 pz.
LLG09698973	Rack per congelatori, 4x5, h scatola 53mm, largh.695mm, prof.140mm, h225mm	1 pz.
LLG09698972	Rack per congelatori, 7x4, h scatola 53mm, largh.556mm, prof.140mm, h392mm	1 pz.



