

**Refrigeranti, con coni smerigliati normalizzati, Liebig****Isolab**

Refrigeranti, con coni smerigliati normalizzati, Liebig. In vetro borosilicato 3.3 che è resistente al calore e praticamente a tutti i prodotti chimici. Conformi ai più elevati standard qualitativi secondo DIN 12576. Gli attacchi laterali in polipropilene hanno un connettore filettato a vite per facile e sicuro collegamento dei tubi. Si collegano tubi con foro 8/9 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06236239	Refrigeranti Liebig attacco laterale in vetro NS 29/32 lungh.mantello 400mm	1 pz.
LLG07970278	Refrigeranti Liebig attacco laterale in vetro NS 29/32 lungh.mantello 250mm	1 pz.
LLG09012535	Refrigeranti Liebig attacco laterale in vetro NS 14/23 lungh.mantello 160mm	1 pz.
LLG09012536	Refrigeranti Liebig attacco laterale in vetro NS 14/23 lungh.mantello 250mm	1 pz.
LLG09012537	Refrigeranti Liebig attacco laterale in vetro NS 14/23 lungh.mantello 400mm	1 pz.
LLG04008405	Refrigeranti Liebig attacco laterale in PP NS 29/32, lungh.mantello 400mm	1 pz.
LLG09012546	Refrigeranti Liebig attacco laterale in PP NS 29/32 lungh.mantello 250mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

