

**Refrigeranti, tipo Allihn, con coni smerigliati normalizzati****Isolab**

Refrigeranti, tipo Allihn, con coni smerigliati normalizzati. In vetro borosilicato 3.3 che è resistente al calore e praticamente a tutti i prodotti chimici. Conforme ai più elevati standard qualitativi secondo DIN 12581. Attacco laterale in polipropilene con filettatura a vite per facile e sicuro collegamento dei tubi. L'attacco laterale accetta tubi con foro 8/9 mm.



Code	Description	Packaging
LLG04008406	Refrigeranti Allihn attacco laterale in PP NS 29/32 lungh. mantello 160 mm	1 pz.
LLG04008408	Refrigeranti Allihn attacco laterale in PP NS 29/32 lungh. mantello 400 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

