

**Refrigeranti a serpentina****Isolab**

Refrigeranti a serpentina. In vetro borosilicato 3.3 che resiste al calore e praticamente a tutti i prodotti chimici. Conforme ai maggiori standard qualitativi secondo DIN 12592. Forniti con attacco laterale in vetro o in polipropilene. L'attacco laterale in polipropilene ha un connettore filettato a vite, per un fissaggio facile e sicuro dei tubi. Il raccordo laterale accetta tubi con dimensione del foro di 8/9mm.



Code	Description	Packaging
LLG04008411	Refrigeranti serpentina raccordo laterale in vetro NS29/32 lungh.mant.400mm	1 pz.
LLG06257821	Refrigeranti serpentina raccordo laterale in vetro NS29/32 lungh.mant.250mm	1 pz.
LLG09012548	Refrigeranti serpentina raccordo laterale in vetro NS14/23 lungh.mant.160mm	1 pz.
LLG04008412	Refrigeranti serpentina raccordo laterale in PP NS29/32 lungh.mant. 160mm	1 pz.
LLG04008414	Refrigeranti serpentina raccordo laterale in PP NS29/32 lungh.mant. 400mm	1 pz.
LLG06257820	Refrigeranti serpentina raccordo laterale in PP NS29/32 lungh.mant. 250mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

