



Sacchetti per Campionamento Whirl-Pak Special, PE, sterili

Sacchetti per campionamento Whirl-Pak® Special, PE, sterili I sacchetti Whirl-Pak® sono sacchetti in polietilene sterili da laboratorio usati per trasportare campioni per test biologici o altre applicazioni.

- I sacchetti possono essere congelati a qualsiasi temperatura, anche a temperatura dell'azoto liquido sotto -210 °C
 - E' richiesta un'attenta manipolazione dopo il raffreddamento
 - I sacchetti non devono essere usati a temperatura maggiore di 80 °C
- Sono disponibili le seguenti versioni speciali:

- Con un guanto sterile in polietilene ed una speciale spugna secca priva di battericidi e non-inibitori
- Con sessola sterile da 60 ml. Per campionamento rapido e comodo di vari materiali.
- Con Speci-Sponge®
- Con sessola
- Con spatola spugnosa



Code	Description	Packaging
LLG06281268	Sacchetti Whirl-Pak Special, con Speci-Sponge®, 1627ml, 190x300mm, 0,102mm	100 pz.
LLG06281269	Sacchetti Whirl-Pak Special, con spugna, 710ml, 150x230mm, 0,076mm	50 pz.
LLG07970873	Sacchetti Whirl-Pak Special, con Speci-Sponge®, 532ml, 115x230mm, 0,064mm	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

