

**Beuta da vuoto, forma Erlenmeyer, vetro borosilicato 3.3****Isolab**

Beuta da vuoto, forma Erlenmeyer. In vetro borosilicato 3.3 con pareti spesse conformi agli standard ISO 6556 e DIN 12476. Il connettore laterale in vetro e il connettore laterale in polipropilene si adattano a lavorare con tubi di diametro da 6 a 10 mm. L'attacco laterale in polipropilene ha un connettore filettato a vite, per un facile e sicuro adattamento dei tubi.



Code	Description	Packaging
LLG04008437	Beute da vuoto, DURAN, 100 ml, con attacco laterale in vetro	1 pz.
LLG04008439	Beute da vuoto, DURAN, 100 ml, con attacco laterale in PP	1 pz.
LLG06237708	Beute da vuoto, DURAN, 1000 ml, con attacco laterale in PP	1 pz.
LLG06239008	Beute da vuoto, DURAN, 1000 ml, con attacco laterale in vetro	1 pz.
LLG04008438	Beute da vuoto, DURAN, 2000 ml, con attacco laterale in vetro	1 pz.
LLG06242170	Beute da vuoto, DURAN, 2000 ml, con attacco laterale in PP	1 pz.
LLG06237706	Beute da vuoto, DURAN, 250 ml, con attacco laterale in PP	1 pz.
LLG06241652	Beute da vuoto, DURAN, 250 ml, con attacco laterale in vetro	1 pz.
LLG06237707	Beute da vuoto, DURAN, 500 ml, con attacco laterale in PP	1 pz.
LLG06241291	Beute da vuoto, DURAN, 500 ml, con attacco laterale in vetro	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

