



Palloni a fondo tondo con tre colli, giunzioni NS, angolati in vetro borosilicato 3.3

Isolab

Palloni a fondo tondo con tre colli, giunzioni NS. In vetro borosilicato 3.3. Rispettano i più elevati standard qualitativi secondo DIN 12394. I colli laterali sono posti a 45° l'uno rispetto all'altro. I colli NS sono conformi agli standard DIN 12242.



Code	Description	Packaging
LLG04008390	Palloni sferici, 250ml Øest.85mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS14/23	1 pz.
LLG04008391	Palloni sferici, 500ml Øest.105mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS14/23	1 pz.
LLG04008392	Palloni sferici, 1 L Øest.131mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS14/23	1 pz.
LLG04008393	Palloni sferici, 250ml Øest.85mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS19/26	1 pz.
LLG04008394	Palloni sferici, 500ml Øest.105mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS19/26	1 pz.
LLG04008395	Palloni sferici, 1 L Øest.131mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS19/26	1 pz.
LLG04008396	Palloni sferici, 2 L Øest.166mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS29/32	1 pz.
LLG06240976	Palloni sferici, 250ml Øest.85mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS29/32	1 pz.
LLG06240977	Palloni sferici, 500ml Øest.105mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS29/32	1 pz.
LLG06240978	Palloni sferici, 1 L Øest.131mm, centro NS29/32, laterale obliquo NS29/32	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

