

**Rack per provette Rack Adapt-a-Rack, POM****Heathrow Scientific**

Rack per provette Rack Adapt-a-Rack, POM. Capace di contenere provette di diverse dimensioni in ogni apertura disponibile visto che si adatta bene alle dimensioni delle varie provette, per tenerle fermamente in posizione verticale. Il design permette di alloggiare contemporaneamente provette da 12 a 30 mm (da 5 a 50 ml) e consentire vedere tutta l'etichetta della provetta.

E' possibile collegare i rack tra loro per aumentare la capacità di carico.

Autoclavabile.

Dimensioni (L x P x H): 181 x 56 x 76mm.



Code	Description	Packaging
LLG04657434	Rack per provette Rack Adapt-a-Rack#, POM, Blu/Verde, Numero posti 4	2 pz.
LLG04674952	Rack per provette Rack Adapt-a-Rack™, POM, colore blu/giallo, numero posti 4	1 pz
LLG04674953	Rack per provette Rack Adapt-a-Rack™, POM, Colore Rosa/Bianco, Numero posti 4	2 pz
LLG09194027	Portaprovette Adapt-a-Rack colore Blu	2 pz
LLG09194028	Portaprovette Adapt-a-Rack colore Verde	2 pz
LLG09194029	Portaprovette Adapt-a-Rack colore Bianco	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

