

**Adattatori espansione e riduzione in vetro borosilicato 3.3****Isolab**

Adattatori espansione e riduzione. Prodotti da vetro borosilicato 3.3 che è resistente al calore e a quasi tutti i prodotti chimici. Rispettano i maggiori standard qualitativi secondo DIN 12257. Hanno una molatura eccellente per prevenire perdite d'aria. Le parti inferiori dei coni normalizzati sono lucidate a fuoco.



Code	Description	Packaging
LLG04008341	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS19/26, cono (maschio) NS14/23	1 pz.
LLG06235966	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS29/32, cono (maschio) NS14/23	1 pz.
LLG04008344	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS29/32, cono (maschio) NS19/26	1 pz.
LLG06243581	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS14/23, cono (maschio) NS19/26	1 pz.
LLG04008342	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS19/26, cono (maschio) NS24/29	1 pz.
LLG04008345	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS29/32, cono (maschio) NS24/29	1 pz.
LLG06243582	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS14/23, cono (maschio) NS24/29	1 pz.
LLG04008343	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS19/26, cono (maschio) NS29/32	1 pz.
LLG06241533	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS24/29, cono (maschio) NS29/32	1 pz.
LLG09011740	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS14/23, cono (maschio) NS29/32	1 pz.
LLG06243583	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS19/26, cono (maschio) NS34/35	1 pz.
LLG06243584	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS24/29, cono (maschio) NS34/35	1 pz.
LLG06243586	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS29/32, cono (maschio) NS34/35	1 pz.
LLG06243585	Raccordi, in vetro, DURAN, raccordo (femmina) NS24/29, cono (maschio) NS45/40	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

