

**Strumento da laboratorio inoLab® pH 7110****WTW**

Strumento da laboratorio inoLab® pH 7110. Il nuovo inoLab® pH 7110 è un misuratore base da tavolo di pH/mV per veloci e affidabili risultati senza alcuno sforzo. Un grande display a segmenti LCD facilita la lettura; la tastiera ben organizzata consente di operare comodamente. La funzione automatica AutoRead consente di ottenere risultati corretti e ripetibili. Un timer regolabile interno di calibrazione ricorda all'utilizzatore la calibrazione periodica.

Caratteristiche

Range: tutti i valori +/- 1 digit

pH: -2.0 ... 20.0 +/- 0.1 pH -2.00 ... 20.00 +/- 0.01 pH -2.000 ... 19.999 +/- 0.005 pH

mV: +/- (1200.0 +/- 0.3) mV +/- (2000 +/- 1) mV

Calibrazione: 1-, 2- o 3 punti tamponi tecnici WTW o DIN/NIST

Temperatura: -5.0 ... 105.0 °C +/- 0.1 °C

Alimentazione: universale da 100 a 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA o 4 x 1,2 V

NiMH batterie ricaricabili



Code	Description	Packaging
LLG09920091	Strumento inoLab pH 7110 SET 2, con elettrodo SenTix® 41 e accessori	1 pz.
LLG09920092	Strumento inoLab pH 7110 SET 4, con elettrodo SenTix® 81 e accessori	1 pz.
LLG09920093	Strumento inoLab pH 7110 BNC, solo strumento con accessori, ingresso BNC	1 pz.
LLG09920090	Strumento inoLab pH 7110, solo strumento con accessori	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

