

**Termoregolatore digitale VTF****Velp Scientifica**

Termoregolatore digitale VTF.

Per un controllo esatto della temperatura.

La potenza, il carico e la distribuzione termica possono essere regolati con una precisione di controllo di  $\pm 0.5$  °C.

Da utilizzare con riscaldatori che hanno una connessione diretta per sensori di temperatura.

Con l'accessorio PW10, il controller può essere collegato alla maggior parte degli altri riscaldatori, come bagni ad acqua e olio, cappe riscaldanti e piastre riscaldanti.

- Pronto all'uso: con sensore di temperatura PT100 e treppiedi per una facile regolazione in altezza e profondità;
- Con timer integrato (fino a 24 ore e 59 minuti) per funzionamento inatteso;
- Il dispositivo si arresta in caso di anomalie nel sensore di temperatura;
- Pannello di controllo ergonomico con display LCD.



Code	Description	Packaging
LLG04666708	Termoregolatore digitale VTF, temperatura -10 ... 300 °C, precisione $\pm 0,5$ °C, dim. (LxPxH) 75 x 120 x 145 mm, peso 0,3 kg, IP 54, Garanzia 3 anni	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

