

**Evaporatore rotante Hei-VAP Core****Heidolph**

Evaporatore rotante Hei-VAP Core.

- Chiaro display digitale per monitorare i valori correnti e pulsante separato per visualizzare i valori impostati
- Due manopole di comando separate per regolare la velocità di rotazione e la temperatura di riscaldamento con sistema di illuminazione ad anello a LED per l'indicazione dell'attività
- La funzione di blocco attivato impedisce regolazioni involontarie
- Indicatore del calore residuo per temperatura >50 °C
- Facile regolazione della profondità di immersione fino a 155 mm e dell'angolo di inclinazione del pallone di evaporazione da 20° a 80°
- Estensione opzionale del cavo: il pannello operativo può essere rimosso per l'uso all'esterno delle cappe fumarie chiuse

La fornitura include: morsetto per pallone Easy-Clip, tubo vapore, tappo di ventilazione, punto di arresto epr limitare la profondità di immersione, bagno di riscaldamento, pallone di raccolta da 1 litro, pallone di evaporazione da 1 litro.

**Caratteristiche**

Motore

- Range di velocità: 10...280 rpm
- Display velocità: digitale
- Spostamento del colpo 155 mm
- Classe di protezione IP 42

Bagno riscaldante

- Volume bagno: 4,5 litri
- Range di temperatura: da ambiente a 210 °C
- Porta ingresso: 1300 W
- Classe di protezione: IP 67

Dati generali

- Superficie condensante 1400 cm<sup>2</sup>
- Alimentazione 230 V



Code	Description	Packaging
LLG04666096	Evaporatore rotante sollevamento a morore Hei-VAP Core ML G3 (EU-Plug)	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

