

**Portapipette per micropipette a singolo e multi canale, Tipo 332****Socorex**

Portapipette per micropipette a singolo e multi canale, Tipo 332. Per due pipette Acura® e Calibra® micro e/o multicanale. Materiale: policarbonato (PC).
Manutenzione: pulire con detergenti miti. Non autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG06235370	Supporto per pipette per due microdispensatori	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

