




Pinze per vetrini coprioggetto, tipo Kuehne.

LLG Labware

Pinze per vetrini coprioggetto, tipo Kuehne. In acciaio inossidabile 4301.



Code	Description	Packaging
LLG09160386	Pinze per vetrini coprioggetto, tipo Kuehne, lungh. 115 mm, forma curva	1 pz
LLG09160387	Pinze per vetrini coprioggetto, tipo Kuehne, lungh. 130 mm, forma curva	1 pz
LLG09160388	Pinze per vetrini coprioggetto, tipo Kuehne, lungh. 145 mm, forma curva	1 pz
LLG09160391	Pinze per vetrini coprioggetto, tipo Kuehne, lungh. 115 mm, forma diritta	1 pz
LLG09160392	Pinze per vetrini coprioggetto, tipo Kuehne, lungh. 130 mm, forma diritta	1 pz
LLG09160393	Pinze per vetrini coprioggetto, tipo Kuehne, lungh. 145 mm, forma diritta	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

