

**Bottiglie serbatoio per lavaggio gas, Drechsel, vetro borosilicato 3.3****Rettberg**

Bottiglie serbatoio per lavaggio gas, Drechsel, vetro borosilicato 3.3. Cono normalizzato NS 29/32. Altezza pallone 200 mm, altezza di lavoro 250 mm. Conforme alla norma DIN 12463.



Code	Description	Packaging
LLG09110473	Bottiglia Drechsel vetro, NS 29/32, 100 ml	1 pz.
LLG09110474	Bottiglia Drechsel vetro, NS 29/32, 250 ml	1 pz.
LLG06240962	Bottiglia Drechsel vetro, NS 29/32, capacità 500 ml	1 pz.
LLG06240963	Inserto senza setto poroso, NS 29/32	1 pz.
LLG09110472	Inserto con setto poroso, NS 29/32, porosità 1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

