



Guanti POLYCLASSIC PE-LD

Guanti POLYCLASSIC PE-LD. I guanti POLYCLASSIC PE-LD sono prodotti da polietilene trasparente a bassa densità. Il PE-LD è in rilievo e quindi ha un'elevata resistenza allo strappo. E' economico e fornisce una protezione eccellente per brevi lavori nell'industria alimentare e per applicazioni mediche. Conf. 100 pezzi. Cat. I.



Code	Description	Packaging
LLG09262606	Guanti POLYCLASSIC LDPE, misura donna, colore trasparente	100 pz
LLG09262605	Guanti POLYCLASSIC LDPE, misura uomo, colore trasparente	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

