


**Capsule Petri, PS****Thermo Scientific**

Capsule Petri, PS. Adatte per colture di funghi, batteri ed altri microorganismi. Dischi a contatto (con griglia) adatti per campionamento in ambito ospedaliero (solo per uso ricerca), ed anche in scienze alimentari e nell'industria farmaceutica. Tutte le capsule sono adatte per dispensatori automatici, grazie alla forma piatta e al peso uniforme. Materiale: Polistirene.



Code	Description	Packaging
FA9240541	Piastre a contatto, PS, sterili, Øest. 67mm, h 15 mm, Volume utile 6 ml	396 pezzi
FA9249964	Capsule Petri, PS, 250 ml, utile 35 ml, Øest. 140x20 h mm, 145 cm2, Sterile	80 pezzi
FA9263991	Capsule Petri, PS, 68 ml, utile 12,5 ml, Øest. 93x17 h mm, 58 cm2, Sterile	320 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

